

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slamf7 Para Wb, Elisa - Q9Nq25

Número do item: CM0020185

introdução

Anticorpo policlonal de coelho SLAMF7 adequado para WB e ELISA. Detecta SLAMF7 humano e de camundongo, um recetor da família SLAM envolvido na ativação de células NK e regulação imunitária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLAMF7 pAb de Coelho
Observações/Alíás	19A; CS1; CD319; CRACC; SLAMF7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57823
ID do Gene	57823
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-226 do SLAMF7 humano (NP_067004.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NQ25
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo