

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Slc12A1 Para Wb, Elisa - Q13621

Número do item: CM0013212

introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a SLC12A1/NKCC2 humana, produzido contra peptídeo sintético. Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transporte de íons renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SLC12A1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	BSC; BSC1; CCC2; BSC-1; NKCC2; SLC12A1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6557
GeneID	6557
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 de SLC12A1 humano (NP_000329.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q13621
Peso Proteico	121kDa
Transporte	Bolsa de gelo