

Anticorpo Policlonal Anti-Slc12A7 Para Wb, Elisa - Q9Y666

Número do item: CM0017081



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC12A7, validado para WB e ELISA, com reatividade em humano, camundongo e rato. Tem como alvo o cotransportador K-Cl KCC4, envolvido na homeostase iônica e na audição. Ideal para o desenvolvimento de ensaios de DIV e pesquisa biomédica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLC12A7 Rabbit pAb
Observações/alias	KCC4; SLC12A7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10723
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 de SLC12A7 humano (NP_006589.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9Y666
Peso da proteína	119 kDa
Envio	Embalagem de gelo