


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Slc14A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13336

Número do item: CM0007406



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SLC14A1 humano (transportador de ureia 1, antígeno do grupo sanguíneo JK), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudos de transporte de ureia em eritrócitos e ducto coletor renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC14A1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6563
GeneID	6563
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 289-389 do SLC14A1 humano. (NP_056949.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13336
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo