


Anticorpo Policlonal Anti-Slc14A1/Transportador De Ureia 1 Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q13336

Número do item: CM0021465



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC14A1 humano (transportador de ureia 1, antígeno do grupo sanguíneo JK). Validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo do transporte de ureia e da fisiologia renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLC14A1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6563
GeneID	6563
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 158-257 de SLC14A1 humano (NP_001295208.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q13336
Peso da proteína	43 kDa
Transporte	Bolsa de gelo