


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc16A2 (Mct8) Para Wb, Elisa - P36021

Número do item: CM0027074



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC16A2/MCT8 humano, validado para WB e ELISA. Reage com tecidos de humano, camundongo e rato, detectando uma banda de 60kDa. Adequado para pesquisa sobre transporte de hormônios tireoidianos e deficiência de MCT8.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC16A2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AHDS; MCT7; MCT8; XPCT; MCT 7; MCT 8; MRX22; DXS128; DXS128E; SLC16A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6567
GeneID	6567
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36021
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo