

Anti-Slc16A3/Mct4 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O15427

Número do item: CM0009878

introdução

A CamelBio oferece o Anti-SLC16A3/MCT4 Anticorpo Monoclonal de Coelho (O15427) validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Este anticorpo tem como alvo o transportador de monocarboxilatos 4, ideal para estudos de metabolismo de lactato e metabolismo do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC16A3/MCT4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9123
GeneID	9123
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 410-465 do SLC16A3/MCT4 humano (NP_004198.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15427
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo