

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc16A4 Para Wb E Elisa - O15374

Número do item: CM0013200

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC16A4 humano (MCT4/5), um provável transportador de monocarboxilatos. Validado para WB e ELISA, com reatividade em humanos e ratos. Adequado para pesquisas com proteínas de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	SLC16A4 Rabbit pAb
Observações/Alias	MCT4; MCT5; SLC16A4
Espécie	Humano
ID do gene	9122 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 388-487 de SLC16A4 humano (NP_004687.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Rato
SWISS	O15374
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo