

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc16A4 Para Wb, Elisa - O15374

Número do item: CM0030399

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SLC16A4 humano (MCT4/MCT5), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Apoia estudos de transportadores de monocarboxilatos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC16A4 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	MCT4; MCT5; SLC16A4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9122
GeneID	9122
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15374
Peso Molecular da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo