


Anticorpo Policlonal Anti-Slc16A7 (Mct2) Para Wb, If/Icc, Elisa - O60669

Número do item: CM0015439



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SLC16A7/MCT2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta o transportador de monocarboxilatos 2 em amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisas em metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	SLC16A7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MCT2; SLC16A7
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9194
GeneID	9194
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	O60669
Peso da proteína	52 kDa
Transporte	Gelo reutilizável