

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc16A7 (Mct2) Para Wb, Elisa - O60669

Número do item: CM0026065



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SLC16A7 (MCT2) humano, adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Validado para detecção endógena do transportador de monocarboxilato em pesquisas de metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | SLC16A7 Rabbit pAb                                                                          |
| Observações/Apêndice       | MCT2; SLC16A7                                                                               |
| Espécie                    | Humano                                                                                      |
| ID do Gene (Humano)        | 9194                                                                                        |
| Imunógeno                  | Péptido sintético correspondente aos aminoácidos 379-478 do SLC16A7 humano (NP_001257551.1) |
| Fonte                      | Coelho                                                                                      |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                      |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                   |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Rato                                                                                |
| SWISS                      | O60669                                                                                      |
| Peso Molecular da Proteína | 52kDa                                                                                       |
| Envio                      | Saco de gelo                                                                                |