


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc17A5 Para Wb, Elisa - Q9Nra2

Número do item: CM0017063



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC17A5 humano (Sialina), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transporte lisossomal e metabolismo do ácido siálico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC17A5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SD; AST; NSD; SLD; ISSD; VEAT; SIASD; SIALIN; SLC17A5
Espécie	Humano
GeneID	26503
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SLC17A5 humano (NP_036566.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRA2
Peso Proteico	55kDa
Envio	Bolsa de Gelo