

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc17A6 Para Wb, If-P, Elisa - Q9P2U8

Número do item: CM0016475

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC17A6/VGLUT2, adequado para Western blot, imunoprecipitação-fluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Para pesquisa de vesículas sinápticas e transporte de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC17A6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DNPI; VGLUT2; SLC17A6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57084
GeneID	57084
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-582 do SLC17A6 humano (NP_065079.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2U8
Peso da Proteína	64 kDa
Envio	Saco de gelo