

Anticorpo Policlonado Anti-Slc17A7 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9P2U7

Número do item: CM0014620

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-SLC17A7 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA em humanos e camundongos. Alvo no transportador vesicular de glutamato 1 (VGLUT1) para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC17A7 Rabbit pAb
Observações/Alias	BNPI, VGLUT1, SLC17A7
Espécie	Humano
ID do Gene	57030
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9P2U7
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo