


Anti-Slc19A1 (Transportador De Folato Reduzido) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P41440

Número do item: CM0012921



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC19A1 humano (transportador de folato reduzido), adequado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa de transporte de folato, captação de metotrexato e sinalização imune de dinucleotídeos cíclicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC19A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RFC; CHMD; FOLT; IFC1; REFC; RFC1; hRFC; IFC-1; MEGAF; RFT-1; hSLC19A1; SLC19A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6573
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 452-591 do SLC19A1 humano (NP_919231.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41440
Peso Proteico	65kDa

Envio