


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc1A1 Para Wb, If-P, Elisa - P43005

Número do item: CM0030452



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SLC1A1/EAAT3 validado para Western blot, imunofluorescência (IF-P) e ELISA. Detecta o transportador de aminoácidos excitatórios 3 humano, de camundongo e de rato. Para pesquisas em neurociência, renal e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC1A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DCBXA; EAAC1; EAAT3; SCZD18; hEAAC1; SLC1A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6505
GeneID	6505
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 430-524 do SLC1A1 humano (NP_004161.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43005
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo