


Anticorpo Policlonal Anti-Slc1A4 Para Wb, Elisa - P43007

Número do item: CM0016223



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SLC1A4 (ASCT1, SATT) validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transporte de aminoácidos e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SLC1A4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SATT, ASCT1, SPATCCM, SLC1A4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6509
GeneID	6509
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-220 do SLC1A4 humano (NP_003029.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43007
Peso Proteico	56kDa
Envio	Bolsa de Gelo