


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc1A5 Para Wb E Elisa - Q15758

Número do item: CM0015377



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra SLC1A5 humano (ASCT2), adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Ideal para estudar o transporte de glutamina, o metabolismo do câncer e as funções de receptores virais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-SLC1A5
Observações/alias	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; SLC1A5
Espécie	Humano
GeneID	6510 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da SLC1A5 humana (NP_005619.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Rato
SWISS	Q15758
Peso da proteína	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo