


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Slc1A5 Para Wb, Elisa - Q15758

Número do item: CM0028724



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade contra SLC1A5 (ASCT2) humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transporte de aminoácidos neutros e sinalização metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC1A5 Rabbit pAb
Observações/Alias	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; SLC1A5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6510
ID do Gene	6510
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15758
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo