

Anti-Slc1A6 Coelho Policlonal Para Wb E Elisa - P48664

Número do item: CM0028024

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SLC1A6 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Detecta EAAT4 humano e de camundongo, um transportador de glutamato essencial nas células de Purkinje cerebelares. Ideal para estudos de neurociência e transporte.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC1A6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EAAT4; SLC1A6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6511
GeneID	6511
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-265 do SLC1A6 humano (NP_001259016.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P48664
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco com gelo