

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc1A7 Para Wb E Elisa - 000341

Número do item: CM0014749

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SLC1A7 (EAAT5) humano, adequado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para aplicações de pesquisa sobre transportador de glutamato e retina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC1A7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AAAT; EAAT5; SLC1A7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6512
GeneID	6512
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-560 do SLC1A7 humano (NP_006662.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O00341
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco com gelo