

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc1A7 Para Wb, Elisa - 000341

Número do item: CM0024042

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC1A7 (EAAT5), validado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para pesquisa em retina e neurociência sobre transporte de glutamato e inibição sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SLC1A7
Observações/Apelido	SLC1A7; AAAT; EAAT5; transportador de soluto família 1 membro 7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6512
ID do Gene	6512
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-560 do SLC1A7 humano (NP_006662.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O00341
Peso Proteico	17kDa/60kDa
Envio	Em saco de gelo