

## Anticorpo Policlonado Anti-Slc20A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wum9

Número do item: CM0024883

### introdução

Anticorpo policlonado de coelho SLC20A1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, camundongo e rato. Transportador de fosfato dependente de sódio 1, relevante na pesquisa de calcificação e receptor retroviral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SLC20A1 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Alias   | PIT1; GLVR1; PiT-1; Glvr-1; SLC20A1                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| ID do Gene (Humano) | 6574                                                                                                                         |
| ID do Gene          | 6574                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 257-356 da SLC20A1 humana (NP_005406.3) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonados                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                     |
| SWISS               | Q8WUM9                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 74kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                |