

Anticorpo Policlonal Anti-Slc20A2 Para Wb E Elisa - Q08357

Número do item: CM0028165

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SLC20A2 (PiT-2), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada contra humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre transporte de fosfato, mineralização óssea e entrada retroviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC20A2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PIT2; RAM1; GLVR2; IBGC1; IBGC2; IBGC3; MLVAR; PIT-2; Ram-1; GLVR-2; SLC20A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6575
GeneID	6575
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-485 da SLC20A2 humana (NP_001244110.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08357
Peso Proteico	70kDa
Envio	Bolsa de gelo