


Anticorpo Policlonais Anti-Slc22A2 (Oct2) Para Wb E Elisa - O15244

Número do item: CM0025390



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao transportador de cátions orgânicos SLC22A2/OCT2 humano. Validado para Western blot e ELISA; apresenta reatividade cruzada com rato. Ideal para estudos de depuração de fármacos, transporte de neurotransmissores e vias de poliaminas. Peso molecular previsto de 63kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC22A2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OCT2; SLC22A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6582
ID do Gene	6582
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 44-140 da SLC22A2 humana (NP_003049.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O15244
Peso Molecular da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo