


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Slc22A3/Oct3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75751

Número do item: CM0003694



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante anti-SLC22A3/OCT3 validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta a proteína solute carrier family 22 member 3 humana e de camundongo (O75751), um transportador de cátions orgânicos chave envolvido na captação de neurotransmissores e fármacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC22A3/OCT3 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	EMT; EMTH; OCT3; SLC22A3/OCT3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6581
GeneID	6581
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 301-450 da proteína SLC22A3/OCT3 humana (O75751)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75751
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo