

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc22A5 (Octn2) Para Wb, If/Icc, Elisa - O76082

Número do item: CM0021871



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC22A5 (OCTN2), um transportador de carnitina de alta afinidade. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para o estudo do metabolismo da carnitina, homeostase intestinal e deficiência primária de carnitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC22A5 Rabbit pAb
Observações/Alias	CDSP; OCTN2; SLC22A5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6584
ID do Gene	6584
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 430-529 de SLC22A5 humano (NP_003051.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O76082
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo