


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc22A6 Para Wb E Elisa - Q4U2R8

Número do item: CM0019377



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o transportador de ânions orgânicos SLC22A6 (OAT1) humano. Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Ideal para pesquisas de transportador de drogas renais e farmacocinética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC22A6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OAT1; PAHT; HOAT1; ROAT1; SLC22A6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9356
ID do Gene	9356
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-135 do SLC22A6 humano (NP_004781.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q4U2R8
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco com gelo