

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc22A7 Para Wb, Elisa - Q9Y694

Número do item: CM0012998

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SLC22A7 humano (OAT2/NLT), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com amostras de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transporte de drogas e função renal/hepática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC22A7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NLT; OAT2; hOAT11; SLC22A7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10864
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-142 do SLC22A7 humano (NP_696961.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y694
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo