

Anticorpo Policloal Anti-Slc23A2 Para Wb, Elisa - Q9Ugh3

Número do item: CM0031031

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SLC23A2 (SVCT2) humano, adequado para Western blot e ELISA. Detecta humano e camundongo. Ideal para investigações de transporte de ascorbato e captação de vitamina C dependente de sódio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC23A2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NBTL1; SVCT2; YSPL2; SLC23A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9962
GeneID	9962
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 551-650 de SLC23A2 humano (NP_005107.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UGH3
Peso Proteico	70kDa
Envio	Bolsa de gelo