

Anti-Slc24A4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q8Nff2

Número do item: CM0023738

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC24A4 (NCKX4), validado para WB e ELISA; reage com humano, rato, camundongo. Ideal para estudos sobre transporte de cálcio, olfação e amelogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC24A4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AI2A5; NCKX4; SHEP6; SLC24A2; SLC24A4
Espécie	Humano
GenelD	123041
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 200-300 do SLC24A4 humano (NP_705932.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NFF2
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco com gelo