

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc24A5 Para If/Icc, Elisa - Q71Rs6

Número do item: CM0014383

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC24A5 humano, o trocador de sódio/potássio/cálcio 5, para IF/ICC e ELISA. Envolvido no transporte de íons de melanossomos e pigmentação, útil para pesquisas sobre albinismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC24A5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	J5X; OCA6; NCKX5; SHEP4; SLC24A5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	283652
GeneID	283652
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-300 do SLC24A5 humano (NP_995322.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q71RS6
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco com gelo