

Anticorpo Policlonais Anti-Slc25A11 Para Wb, Elisa - Q02978

Número do item: CM0021204

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de grau de pesquisa direcionado a SLC25A11 (transportador mitocondrial de 2-oxoglutarato/malato). Validado para WB e ELISA, tem reatividade cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de metabolismo mitocondrial e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A11 Rabbit pAb
Observações/Alias	OGC, PGL6, SLC20A4, SLC25A11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8402
ID do Gene	8402
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SLC25A11 humano (NP_003553.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q02978
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo