

Anticorpo Policlonais Anti-Slc25A11 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02978

Número do item: CM0028836

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC25A11 (OGC). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Detecta a proteína transportadora mitocondrial de 2-oxoglutarato/malato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A11 Coelho pAb
Observações/Apelido	OGC; PGL6; SLC20A4; SLC25A11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8402
GeneID	8402
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 1-100 de SLC25A11 humano (NP_003553.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02978
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de gelo