

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A13 Para Wb, Elisa - Q9Ujs0

Número do item: CM0016336



introdução

Anticorpo policlonal anti-SLC25A13 validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de antiporte mitocondrial de aspartato/glutamato e função da citrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A13 Rabbit pAb
Observações/Alias	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10165
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da SLC25A13 humana (NP_001153682.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJS0
Peso da Proteína	74kDa
Transporte	Bolsa de gelo