

Anti-Slc25A13/Citrin Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

Número do item: CM0004175



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra SLC25A13/citrina humana (SWISS: Q9UJS0). Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transporte mitocondrial e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A13/Citrina mAb de Coelho
Observações/Apelido	SLC25A13; ARALAR2; CITRINA; CTLN2; família de carreadores de solutos membro 25 13; SLC25A13/Citrina
Espécie	Humana
GeneID	10165
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da SLC25A13/citrina humana (NP_055066.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJS0
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco de gelo