

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc25A14 Para Wb, Elisa - 095258

Número do item: CM0017397

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC25A14 (UCP5/BMCP1), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre transportadores mitocondriais e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	SLC25A14 Rabbit pAb
Observações/Apelido	UCP5; BMCP1; SLC25A14
Espécie	Humana
GenelD	9016
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-200 da proteína SLC25A14 humana (NP_001269124.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	095258
Peso da proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo