

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc25A16 Para Wb E Elisa - P16260

Número do item: CM0021763

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SLC25A16, um transportador mitocondrial de coenzima A associado à doença de Graves. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas mitocondriais e autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLC25A16 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GDA; GDC; ML7; hML7; HGT.1; D10S105E; SLC25A16
Espécie	Humana
GeneID	8034
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da SLC25A16 humana (NP_689920.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P16260
Peso da proteína	36 kDa
Transporte	Bolsa de gelo