

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A17 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43808

Número do item: CM0014372

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC25A17 humano (PMP34), validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Detecta SLC25A17 em humanos e camundongos, um transportador de cofator peroxissomal. Adequado para pesquisas de biologia de peroxissomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PMP34; SLC25A17
Espécie	Humano
GeneID	10478
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do SLC25A17 humano (NP_006349.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43808
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo