

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A19 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc21

Número do item: CM0018113

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC25A19 humano, um transportador mitocondrial de pirofosfato de tiamina. Adequado para aplicações WB, IF/ICC, ELISA com reatividade em humano e camundongo. Útil para estudo de transporte mitocondrial e distúrbios associados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A19 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DNC; TPC; MUP1; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60386
GeneID	60386
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 de SLC25A19 humano (NP_068380.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HC21
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de gelo