

Anti-Slc25A19 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc21

Número do item: CM0016781

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC25A19 humano (transportador mitocondrial de pirofosfato de tiamina). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisas de transporte mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A19 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DNC; TPC; MUP1; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
Espécie	Humano
GeneID	60386
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 do SLC25A19 humano (NP_068380.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HC21
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo