

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A20 Para Wb, Elisa - 043772

Número do item: CM0013411

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SLC25A20 humano, o transportador mitocondrial de carnitina/acilcarnitina (CACT), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SLC25A20
Observações/Apelido	CAC; CACT; SLC25A20
Espécie	Humano
GeneID	788
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SLC25A20 humano (NP_000378.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43772
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo