

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc25A21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bqt8

Número do item: CM0022132

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC25A21 validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta o transportador mitocondrial de 2-oxodicarboxilato (ODC) humano e de rato, 33 kDa. Ideal para pesquisas sobre transporte metabólico e catabolismo da lisina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A21 pAb de Coelho
Observações/Alias	ODC; ODC1; MTDPS18; SLC25A21
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	89874
GeneID	89874
Imunógeno	Peptídeo sintético (um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 148-247 de SLC25A21 humano (NP_085134.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BQT8
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo