

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A23 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv35

Número do item: CM0015715

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC25A23, um transportador mitocondrial de ATP-Mg/Pi que regula os pools de nucleotídeos de adenina e a captação de cálcio. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato (52 kDa).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A23 Rabbit pAb
Observações/Apelido	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; SLC25A23
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79085
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do SLC25A23 humano (NP_077008.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BV35
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo