

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A24 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nuk1

Número do item: CM0016563



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC25A24 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Alvo: transportador mitocondrial ATP-Mg/Pi SCaMC-1 (53 kDa). Ideal para estudos de transporte de nucleotídeos mitocondriais e homeostase do cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A24 Rabbit pAb
Observações/Alias	APC1; SCAMC1; SCAMC-1; SLC25A24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29957
GeneID	29957
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do SLC25A24 humano (NP_037518.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6NUK1
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo