

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Slc25A26 Para Wb E Elisa - Q70Hw3

Número do item: CM0020841

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra SLC25A26 humana, adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Alvo na proteína transportadora mitocondrial de S-adenosilmetionina para estudos de metilação e transporte. Peso molecular: 29 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A26 Rabbit pAb
Observações/Alias	SAMC; COXPD28; SLC25A26
Espécie	Humana
GeneID	115286
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-185 da SLC25A26 humana (NP_775742.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q70HW3
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo