

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A27 Para Wb, If/Icc, Elisa - 095847

Número do item: CM0013329

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SLC25A27 humano (UCP4). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Útil para estudos de desacoplamento mitocondrial e estresse metabólico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLC25A27 Rabbit pAb
Observações/Apelido	UCP4; SLC25A27
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9481
GeneID	9481
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 201-300 de SLC25A27 humano (NP_004268.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095847
Peso da proteína	36 kDa
Transporte	Bolsa de gelo