

Anticorpo Policlonais Anti-Slc25A38 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Dw6

Número do item: CM0013515

introdução

Anticorpo policlonal direcionado ao SLC25A38 humano, um transportador de glicina mitocondrial envolvido na biossíntese do heme. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa em eritropoiese e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A38 pAb de coelho
Observações/Alias	SIDBA2; SLC25A38
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54977
GeneID	54977
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do SLC25A38 humano (NP_060345.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96DW6
Peso da Proteína	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo