

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A39 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Bzj4

Número do item: CM0020108

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SLC25A39 para aplicações de WB, IF-P e ELISA, com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo o transportador mitocondrial de glutatona, sendo útil para pesquisas em biologia redox e eritropoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLC25A39 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CGI69; CGI-69; SLC25A39
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51629
GeneID	51629
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-250 da SLC25A39 humana (NP_001137252.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9BZJ4
Peso da proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo