

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A43 Para Wb, Elisa - Q8Wut9

Número do item: CM0018624

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SLC25A43 para aplicações em WB e ELISA. Reconhece o transportador de solutos da família 25, membro 43, humano, um transportador da membrana interna mitocondrial. Ideal para estudos de transporte mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	slc25a43 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLC25A43; slc25a43
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	203427
GeneID	203427
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 de slc25a43 humano (NP_660348.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q8WUT9
Peso molecular	38 kDa
Transporte	Bolsa de gelo